


ブデホル吸入粉末剤「JG」操作方法シール

キャップをはずし、淡オレンジ胸部残量計下のスペースに貼付してください。
新たに開封した吸入器は、使用手順にしたがい準備操作を行ってからご使用ください。




必ずこの位置に貼付してください



通気口をふさがないようにしてください




必ずこの位置に貼付してください



通気口をふさがないようにしてください




必ずこの位置に貼付してください



通気口をふさがないようにしてください




必ずこの位置に貼付してください



通気口をふさがないようにしてください



必ずこの位置に貼付してください



通気口をふさがないようにしてください