




ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」／ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」の使用方法

使用手順

吸入器の各部の名前については裏面をご覧ください



新たに開封した吸入器での準備操作



オレンジグリップを左右に回してください。

(時計回しのたびに『カチン』音が1回します)


『カチン』音4回で準備操作完了です。

そのままの状態で使用手順に戻ってください。

誤った 使用方法



各部の名前



吸入についての注意事項

- 本剤を使用される際は、医師または薬剤師の指導を受けてください。
- 淡オレンジ脳部を持って、オレンジグリップを反時計回りに回し、時計回りに戻す操作(戻したときに『カチン』音が1回します)を行うことで1吸入分の薬剤がセットできます。この操作を繰り返しても、薬剤は1吸入分しかセットされませんので、必要以上に回さないでください。
- 白色吸入口を持ってオレンジグリップを回すと、『カチカチカチ…』音がしますが、このとき薬剤はセットされず、正しく吸入することはできません。必ず淡オレンジ脳部を持って、オレンジグリップを回してください。
- 吸入する薬剤の量はごくわずかであるため、**薬剤を吸った感じがしないかも知れませんが、操作が正しく行われていれば薬剤は吸入できています。**
- 医師に指示された吸入回数を必ず守ってください。

残量計の表示

- 残量計は残りの吸入可能なおおよその回数を表示しています。
- オレンジグリップを回すたびに文字盤が少しづつ回転するので、必要以上に回さないでください(薬剤が無駄になります)。
- 残量計の中央に『0』が表示され、文字盤が回転しなくなった場合、新しい吸入器に交換してください。

	30吸入用	60吸入用
使用開始時		
表示の進み方	30→15→0	60→40→20→0
吸入器交換時期	『0』が中央に表示されたとき 	

取り扱い上の注意 (保管・手入れ・廃棄)

- 使用後は必ずキャップをしっかりと閉めて室温で保管してください(中に乾燥剤が入っていますが、保管は正しく行ってください)。
- 白色吸入口が汚れた場合は乾燥した布などで拭き、水洗いはしないでください(吸入口は回りますが取り外せない構造になっています)。
- 吸入器を分解しないでください。
- 各自治体の廃棄方法にしたがって廃棄してください(容器はプラスチックと金属スプリングのパーツからできています)。
- 疑問点や質問等がある場合には医師または薬剤師にご相談ください。