

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」の
生物学的同等性試験に関する資料

ピルシカイニド塩酸塩水和物製剤『ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」』（長生堂製薬株式会社 製造販売）と標準製剤との生物学的同等性について検討を行ったところ、以下のような結果を得た。

1. 方法

試験製剤：ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」（1カプセル中にピルシカイニド塩酸塩水和物50mg含有）

標準製剤：1カプセル中にピルシカイニド塩酸塩水和物50mg含有

被験者：21歳から32歳までの健康成人男子 20 例

割付け：1 群 10 例の 2 群

投与量：ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」又は標準製剤それぞれ 1 カプセル（ピルシカイニド塩酸塩水和物として50mg）

試験方法：2 剤 2 期のクロスオーバー法

空腹時に治験薬を水約150mLとともに単回経口投与し、経時的に採血を行った。

2. 結果

試験製剤投与群及び標準製剤投与群の薬物動態パラメータの平均値を表1及び2に示す。また、血漿中ピルシカイニド塩酸塩濃度の経時的推移を図1に示す。

3. 結論

本試験では、ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」及び標準製剤を交叉して投与し、血漿中ピルシカイニド塩酸塩濃度の経時的推移を測定した。得られた血漿中濃度を基に Cmax 及び AUC を求め、両パラメータにつき、比較検討したところ、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に規定された同等性の判定基準を満たしていた。

よって、『ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」』（長生堂製薬株式会社 製造販売）と標準製剤とは生物学的に同等であると考えられ、両製剤投与後の治療効果も同等であることが推察された。


表1. 試験製剤の血漿中ピルシカイニド塩酸塩薬物動態パラメータ

	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
平均値	3011.4	368.4	1.6	6.0
標準偏差	649.7	71.0	0.4	1.6

表2. 標準製剤の血漿中ピルシカイニド塩酸塩薬物動態パラメータ

	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
平均値	2964.0	362.7	1.7	6.0
標準偏差	619.8	67.9	0.3	1.6

図1. 血漿中ピルシカイニド塩酸塩濃度の経時的推移



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。